

RÉALISER DES ÉCONOMIES SANS SACRIFIER LA QUALITÉ

Obtenir des images de haute qualité en toute sécurité et à prix abordable

Conçu pour les professionnels de la dentisterie recherchant à la fois la fiabilité et la facilité d'utilisation, le système de radiologie intra-orale CS 2100 répond à tous vos besoins. Un générateur à hautes fréquences produit des images de haute qualité qui vous permettront d'établir vos diagnostics avec précision et assurance — tout en minimisant l'exposition aux rayons. Grâce à sa conception flexible et intelligente, le système s'intègre à tous les espaces et peut donc être installé dans la majorité des cabinets.

Adapté à tous les types de technologie d'imagerie, le système CS 2100 utilise à la fois des films et la radiographie numérique, notamment les systèmes d'imagerie à plaques CS 7200 et CS 7600 et les systèmes de radiographie numérique RVG.



Nous sommes la seule entreprise spécialisée dans les solutions de dentisterie à assurer l'ingénierie et la production de l'ensemble de la chaîne de produits d'imagerie, y compris le tube à rayons X. Nos systèmes sont donc entièrement intégrés et assortis d'un service et d'un encadrement complets.

CS 2100 : CONÇU POUR LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ

IMAGERIE DE PRÉCISION

Le générateur à hautes fréquences 60 kV offre le meilleur compromis entre le contraste et la définition des images

IMAGE DE HAUTE QUALITÉ

Avec un point focal de 0,7 mm, le système produit des images nettes et détaillées pour garantir l'excellence de vos diagnostics

CONCEPTION POLYVALENTE

Les quatre positions de montage et les trois longueurs de bras permettent au système de s'adapter à tous les espaces de travail, tandis que de nombreux accessoires vous aideront à répondre à vos diverses exigences en matière de diagnostic

COMPATIBILITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'IMAGERIE

Compatible à la fois avec les films et les applications d'imagerie numérique, le CS 2100 s'adapte à vos méthodes de travail

EXPOSITION MINIMALE AUX RAYONS

La technologie à très haute fréquence maximise les rayons utiles et réduit l'exposition jusqu'à 30 %

PRÉCISION DU POSITIONNEMENT

La conception des cônes facilite l'alignement correct de la tête du tube à rayons X avec le détecteur et réduit le risque d'images coupées

UTILISATION EXCEPTIONNELLE

Le système comprend des paramètres d'exposition pour les films dentaires et les systèmes de radiographie numérique qui vous permettent d'optimiser la durée d'exposition en fonction du type de détecteur utilisé



SYSTÈME DE RADIOLOGIE INTRA-ORALE CS 2100

Le CS 2100 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Carestream Health Inc et dont l'évaluation de la conformité a été réalisée par BSI. Il est destiné à la réalisation d'examen de radiographie dentaire. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

© Carestream Health, 2017 14880 FR 2100 SS 1116

* Par rapport aux générateurs standard